

## Catálogo Equipamiento Médico



En Elintec, seguimos avanzando para ofrecer soluciones innovadoras que acompañen a los profesionales de la salud en su trabajo diario. Nuestra nueva línea de productos incluye equipamiento médico de última generación, diseñado para maximizar la precisión, comodidad y seguridad en cada procedimiento.

Desde lámparas quirúrgicas LED hasta mesas de operación con ajuste ergonómico, cada equipo ha sido creado pensando en la eficiencia y en la mejora de la experiencia tanto para médicos como para pacientes.



Elintec S.A  
Distribuidores oficiales de  
Saikang en Argentina

[www.elintecsa.com.ar](http://www.elintecsa.com.ar)  
Tel: (+5411) 6369 4293  
Av. Montes de Oca 1640 4to piso  
CP: 1270 - CABA

| Modelo       | Especificaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Imágenes                                                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| SK-LKD12A    | <p><b>Lámpara sin sombras de funcionamiento en serie con apertura</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diámetro del cabezal de luz (mm): 900</li> <li>▶ Iluminación a 1 m (lux): 130000</li> <li>▶ Temperatura de color (Kelvin): 4000±500</li> <li>▶ Índice de reproducción cromática (CRI): ≥85</li> <li>▶ Aumento de temperatura (cabeza de cirujano) (°C): ≤2</li> <li>▶ Aumento de temperatura (campo quirúrgico) (°C): ≤2</li> <li>▶ Tamaño del punto de iluminación (cm): 20±1</li> <li>▶ Profundidad de iluminación L1 + L2 (cm): ≥30</li> <li>▶ Tipo de bombilla: LED</li> <li>▶ Marca de bombilla: OSRAM</li> <li>▶ Cantidad de bombillas: 48</li> <li>▶ Potencia de la bombilla (w): 1</li> <li>▶ Vida media de la bombilla (horas): ≥50000</li> </ul>              |   |
| SK-LKD1205 A | <p><b>Lámpara sin sombras de funcionamiento en serie con apertura</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diámetro del cabezal de luz (mm): 900/500</li> <li>▶ Iluminación a 1 m (lux): 130000/80000</li> <li>▶ Temperatura de color (Kelvin): 4000±500</li> <li>▶ Índice de reproducción cromática (CRI): ≥85</li> <li>▶ Aumento de temperatura (cabeza de cirujano) (°C): ≤2</li> <li>▶ Aumento de temperatura (campo quirúrgico) (°C): ≤2</li> <li>▶ Tamaño del punto de iluminación (cm): 20±1</li> <li>▶ Profundidad de iluminación L1 + L2 (cm): ≥30</li> <li>▶ Tipo de bombilla: LED</li> <li>▶ Marca de bombilla: OSRAM</li> <li>▶ Cantidad de bombillas: 48+20</li> <li>▶ Potencia de la bombilla (w): 1</li> <li>▶ Vida media de la bombilla (horas): ≥50000</li> </ul> |  |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>SK-LKY05A</p>    | <p><b>Lámpara sin sombras de funcionamiento en serie con apertura</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diámetro del cabezal de luz (mm): 500</li> <li>▶ Iluminación a 1 m (lux): 80000</li> <li>▶ Temperatura de color (Kelvin): 4000±500</li> <li>▶ Índice de reproducción cromática (CRI): ≥85</li> <li>▶ Aumento de temperatura (cabeza de cirujano) (°C): ≤2</li> <li>▶ Aumento de temperatura (campo quirúrgico) (°C): ≤2</li> <li>▶ Tamaño del punto de iluminación (cm): 20±1</li> <li>▶ Profundidad de iluminación L1 + L2 (cm): ≥30</li> <li>▶ Tipo de bombilla: LED</li> <li>▶ Marca de bombilla: OSRAM</li> <li>▶ Cantidad de bombillas: 20</li> <li>▶ Potencia de la bombilla (w): 1</li> <li>▶ Vida media de la bombilla (horas): ≥50000</li> </ul> <p>(Opcional: el encendido de la batería dura 3-4 horas)</p>                                                      |   |
| <p>SK-LZD7070 A</p> | <p><b>Lámpara de operación de reflexión integral</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diámetro del cabezal de luz (mm): 700/700</li> <li>▶ Iluminación a 1 m (lux): 180000/180000</li> <li>▶ Rango de control de brillo: 20 niveles ajustables</li> <li>▶ Temperatura de color (Kelvin): 4500±250</li> <li>▶ Índice de reproducción cromática (CRI): ≥85</li> <li>▶ Aumento de temperatura (cabeza de cirujano) (°C): ≤1</li> <li>▶ Aumento de temperatura (campo quirúrgico) (°C): ≤1</li> <li>▶ Total Irradiance Ee(W/m2): ≤661+661</li> <li>▶ Tamaño del punto de iluminación (cm): 16-28</li> <li>▶ Profundidad de iluminación L1 + L2 (cm): ≥120</li> <li>▶ Tipo de bombilla: halógena</li> <li>▶ Marca de bombilla: OSRAM</li> <li>▶ Cantidad de bombillas: 2 + 2</li> <li>▶ Potencia de la bombilla (w): 150</li> <li>▶ Vida media de la bombilla (horas): ≥1500</li> </ul> |  |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SK-LLD040<br/>4D</b> | <p><b>Lámpara de funcionamiento LED</b></p> <p><u>Parámetros técnicos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diámetro del cabezal de luz (mm): 700/700</li> <li>▶ Iluminación a 1 m (lux): 160000/160000</li> <li>▶ Rango de control de brillo: 0-100% de ajuste continuo</li> <li>▶ Temperatura de color (Kelvin): 3500-5000</li> <li>▶ Índice de reproducción cromática (CRI): ≥96</li> <li>▶ Aumento de temperatura (cabeza de cirujano) (°C): ≤2</li> <li>▶ Aumento de temperatura (campo quirúrgico) (°C): ≤1</li> <li>▶ Total Irradiance Ee(W/m2): ≤760+760</li> <li>▶ Potencia radiante Ee/Ec (mW/m2 lux): ≤4</li> <li>▶ Profundidad de enfoque efectiva (cm): 100</li> <li>▶ Tamaño del punto de iluminación (cm): 10-25</li> <li>▶ Profundidad de iluminación L1 + L2 (cm): ≥100</li> <li>▶ Tipo de bombilla: LED</li> <li>▶ Marca de la bombilla: OSRAM</li> <li>▶ Cantidad de bombillas: 112+112</li> <li>▶ Potencia de la bombilla (w): 1</li> <li>▶ Vida media de la bombilla (horas): ≥50000</li> </ul> |     |
| <b>SK-LLD030<br/>3D</b> | <p><b>Lámpara de funcionamiento LED</b></p> <p><u>Parámetros técnicos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diámetro del cabezal de luz (mm): 615/615</li> <li>▶ Iluminación a 1 m (lux): 140000/140000</li> <li>▶ Rango de control de brillo: 10-100% de ajuste continuo</li> <li>▶ Temperatura de color (Kelvin): 3500-5000</li> <li>▶ Índice de reproducción cromática (CRI): ≥96</li> <li>▶ Aumento de temperatura (cabeza de cirujano) (°C): ≤2</li> <li>▶ Aumento de temperatura (campo quirúrgico) (°C): ≤1</li> <li>▶ Total Irradiance Ee(W/m2): ≤760+760</li> <li>▶ Potencia radiante Ee/Ec (mW/m2 lux): ≤4</li> <li>▶ Profundidad de enfoque efectiva (cm): 100</li> <li>▶ Tamaño del punto de iluminación (cm): 10-25</li> <li>▶ Profundidad de iluminación L1 + L2 (cm): 100</li> <li>▶ Tipo de bombilla: LED</li> <li>▶ Marca de la bombilla: OSRAM</li> <li>▶ Cantidad de bombillas: 75+75</li> <li>▶ Potencia de la bombilla (w): 1</li> <li>▶ Vida media de la bombilla (horas): ≥50000</li> </ul>   |    |
| <b>SK-LLD04D</b>        | <p><b>Lámpara de funcionamiento LED</b></p> <p><u>Parámetros técnicos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diámetro del cabezal de luz (mm): 700</li> <li>▶ Iluminación a 1 m (lux): 160000</li> <li>▶ Rango de control de brillo: 10-100% de ajuste continuo</li> <li>▶ Temperatura de color (Kelvin): 3500-5000</li> <li>▶ Índice de reproducción cromática (CRI): ≥96</li> <li>▶ Aumento de temperatura (cabeza de cirujano) (°C): ≤2</li> <li>▶ Aumento de temperatura (campo quirúrgico) (°C): ≤1</li> <li>▶ Total Irradiance Ee(W/m2): ≤760</li> <li>▶ Potencia radiante Ee/Ec (mW/m2 lux): ≤4</li> <li>▶ Profundidad de enfoque efectiva (cm): 100</li> <li>▶ Tamaño del punto de iluminación (cm): 10-25</li> <li>▶ Profundidad de iluminación L1 + L2 (cm): ≥100</li> <li>▶ Tipo de bombilla: LED</li> <li>▶ Marca de la bombilla: OSRAM</li> <li>▶ Cantidad de bombillas: 112</li> <li>▶ Potencia de la bombilla (w): 1</li> <li>▶ Vida media de la bombilla (horas): ≥50000</li> </ul>                   |  |


|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SK-LLD03D</b>    | <p><b>Lámpara de funcionamiento LED</b></p> <p>Parámetros técnicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diámetro del cabezal de luz (mm): 615</li> <li>▶ Iluminación a 1 m (lux): 140000</li> <li>▶ Rango de control de brillo: 0-100% de ajuste continuo</li> <li>▶ Temperatura de color (Kelvin): 3500-5000</li> <li>▶ Índice de reproducción cromática (CRI): ≥96</li> <li>▶ Aumento de temperatura (cabeza de cirujano) (°C): ≤2</li> <li>▶ Aumento de temperatura (campo quirúrgico) (°C): ≤1</li> <li>▶ Total Irradiance Ee(W/m2): ≤760</li> <li>▶ Potencia radiante Ee/Ed (mW/m2 lux): ≤4</li> <li>▶ Profundidad de enfoque efectiva (cm): 100</li> <li>▶ Tamaño del punto de iluminación (cm): 10-15</li> <li>▶ Profundidad de iluminación L1 + L2 (cm): ≥100</li> <li>▶ Tipo de bombilla: LED</li> <li>▶ Marca de la bombilla: OSRAM</li> <li>▶ Cantidad de bombillas: 75</li> <li>▶ Potencia de la bombilla (w): 1</li> <li>▶ Vida media de la bombilla (horas): ≥50000</li> </ul> |   |
| <b>SK-LLD727 2C</b> | <p><b>Lámpara de funcionamiento LED</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diámetro del cabezal de luz (mm): 720/720</li> <li>▶ Iluminación a 1 m (lux): 40000-160000</li> <li>▶ Rango de control de brillo: 0-100% de ajuste continuo</li> <li>▶ Temperatura de color (Kelvin): 3000-6700</li> <li>▶ Índice de reproducción cromática (CRI): ≥98</li> <li>▶ Aumento de temperatura (cabeza de cirujano) (°C): ≤0.5</li> <li>▶ Aumento de temperatura (campo quirúrgico) (°C): ≤1.5</li> <li>▶ Total Irradiance E(W/m2): ≤700+700</li> <li>▶ Tamaño del punto de iluminación (cm): 10-35</li> <li>▶ Profundidad de iluminación L1 + L2 (cm): ≥100</li> <li>▶ Tipo de bombilla: LED</li> <li>▶ Marca de la bombilla: OSRAM</li> <li>▶ Cantidad de bombillas: 108+108</li> <li>▶ Bombilla de potencia (w): 3</li> <li>▶ Vida media de la bombilla (horas): ≥60000</li> </ul>                                                                                                                  |   |
| <b>SK-LLD725 2C</b> | <p><b>Lámpara de funcionamiento LED</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diámetro del cabezal de luz (mm): 720/520</li> <li>▶ Iluminación a 1 m (lux): 40000-160000</li> <li>▶ Rango de control de brillo: 0-100% de ajuste continuo</li> <li>▶ Temperatura de color (Kelvin): 3000-6700</li> <li>▶ Índice de reproducción cromática (CRI): ≥98</li> <li>▶ Aumento de temperatura (cabeza de cirujano) (°C): ≤0.5</li> <li>▶ Aumento de temperatura (campo quirúrgico) (°C): ≤1.5</li> <li>▶ Total Irradiance E(W/m2): ≤700+500</li> <li>▶ Tamaño del punto de iluminación (cm): 10-35</li> <li>▶ Profundidad de iluminación L1 + L2 (cm): ≥100</li> <li>▶ Tipo de bombilla: LED</li> <li>▶ Marca de la bombilla: OSRAM</li> <li>▶ Cantidad de bombillas: 108+54</li> <li>▶ Bombilla de potencia (w): 3</li> <li>▶ Vida media de la bombilla (horas): ≥60000</li> </ul>                                                                                                                   |  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SK-LLD72C</b> | <p><b>Lámpara de funcionamiento LED</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diámetro del cabezal de luz (mm): 720</li> <li>▶ Iluminación a 1 m (lux): 150000;</li> <li>▶ Rango de control de brillo: 0-100% de ajuste continuo</li> <li>▶ Temperatura de color (Kelvin): 3000-6700</li> <li>▶ Índice de reproducción cromática (CRI): <math>\geq 98</math></li> <li>▶ Aumento de temperatura (cabeza de cirujano) (<math>^{\circ}\text{C}</math>): <math>\leq 0.5</math></li> <li>▶ Aumento de temperatura (campo quirúrgico) (<math>^{\circ}\text{C}</math>): <math>\leq 1.5</math></li> <li>▶ Total Irradiance E(W/m<sup>2</sup>): <math>\leq 700</math></li> <li>▶ Tamaño del punto de iluminación (cm): 10-35</li> <li>▶ Profundidad de iluminación L1 + L2 (cm): <math>\geq 100</math></li> <li>▶ Tipo de bombilla: LED</li> <li>▶ Marca de la bombilla: OSRAM</li> <li>▶ Cantidad de bombillas: 108</li> <li>▶ Potencia de la bombilla (w):3</li> </ul>                                                                           |    |
| <b>SK-LLD52C</b> | <p><b>Lámpara de funcionamiento LED</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diámetro del cabezal de luz (mm): 520</li> <li>▶ Iluminación a 1 m (lux): 40000-100000;</li> <li>▶ Rango de control de brillo: 0-100% de ajuste continuo</li> <li>▶ Temperatura de color (Kelvin): 3000-6700</li> <li>▶ Índice de reproducción cromática (CRI): <math>\geq 98</math></li> <li>▶ Aumento de temperatura (cabeza de cirujano) (<math>^{\circ}\text{C}</math>): <math>\leq 0.5</math></li> <li>▶ Aumento de temperatura (campo quirúrgico) (<math>^{\circ}\text{C}</math>): <math>\leq 1.5</math></li> <li>▶ Total Irradiance E(W/m<sup>2</sup>): <math>\leq 500</math></li> <li>▶ Tamaño del punto de iluminación (cm): 10-35</li> <li>▶ Profundidad de iluminación L1 + L2 (cm): <math>\geq 100</math></li> <li>▶ Tipo de bombilla: LED</li> <li>▶ Marca de la bombilla: OSRAM</li> <li>▶ Cantidad de bombillas: 54</li> <li>▶ Potencia de la bombilla (w):3</li> <li>▶ Vida media de la bombilla (horas):<math>\geq 60000</math></li> </ul> |   |
| <b>SK-LLY72C</b> | <p><b>Lámpara de funcionamiento LED</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diámetro del cabezal de luz (mm): 720</li> <li>▶ Iluminación a 1 m (lux): 150000</li> <li>▶ Rango de control de brillo: 0-100% de ajuste continuo</li> <li>▶ Temperatura de color (Kelvin): 3000-6700</li> <li>▶ Índice de reproducción cromática (CRI): <math>\geq 98</math></li> <li>▶ Aumento de temperatura (cabeza de cirujano) (<math>^{\circ}\text{C}</math>): <math>\leq 0.5</math></li> <li>▶ Aumento de temperatura (campo quirúrgico) (<math>^{\circ}\text{C}</math>): <math>\leq 1.5</math></li> <li>▶ Total Irradiance E(W/m<sup>2</sup>): <math>\leq 700</math></li> <li>▶ Tamaño del punto de iluminación (cm): 10-35</li> <li>▶ Profundidad de iluminación L1 + L2 (cm): <math>\geq 100</math></li> <li>▶ Tipo de bombilla: LED</li> <li>▶ Marca de la bombilla: OSRAM</li> <li>▶ Cantidad de bombillas: 108</li> <li>▶ Potencia de la bombilla (w):3</li> </ul>                                                                            |  |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SK-LLY52C</b>   | <p><b>Lámpara de funcionamiento LED</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diámetro del cabezal de luz (mm): 520</li> <li>▶ Iluminación a 1 m (lux): 40000-100000;</li> <li>▶ Rango de control de brillo: 0-100% de ajuste continuo</li> <li>▶ Temperatura de color (Kelvin): 3000-6700</li> <li>▶ Índice de reproducción cromática (CRI): ≥98</li> <li>▶ Aumento de temperatura (cabeza de cirujano) (°C): ≤0.5</li> <li>▶ Aumento de temperatura (campo quirúrgico) (°C): ≤1.5</li> <li>▶ Total Irradiance E(W/m2): ≤500</li> <li>▶ Tamaño del punto de iluminación (cm): 10-35</li> <li>▶ Profundidad de iluminación L1 + L2 (cm): ≥100</li> <li>▶ Tipo de bombilla: LED</li> <li>▶ Marca de la bombilla: OSRAM</li> <li>▶ Cantidad de bombillas: 54</li> <li>▶ Potencia de la bombilla (w):3</li> <li>▶ Vida media de la bombilla (horas):≥60000</li> </ul>    |   |
| <b>SK-LLD7070A</b> | <p><b>Lámpara de funcionamiento LED</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diámetro del cabezal de luz (mm): 700/700</li> <li>▶ Iluminación a 1 m (lux): 180000/180000</li> <li>▶ Rango de control de brillo: 0-100% de ajuste continuo</li> <li>▶ Temperatura de color (Kelvin): 3700-5000</li> <li>▶ Índice de reproducción cromática (CRI): ≥95</li> <li>▶ Aumento de temperatura (cabeza de cirujano) (°C): ≤1</li> <li>▶ Aumento de temperatura (campo quirúrgico) (°C): ≤1</li> <li>▶ Total Irradiance E(W/m2): ≤600+600</li> <li>▶ Tamaño del punto de iluminación (cm): 16-28</li> <li>▶ Profundidad de iluminación L1 + L2 (cm): ≥130</li> <li>▶ Tipo de bombilla: LED</li> <li>▶ Marca de la bombilla: OSRAM</li> <li>▶ Cantidad de bombillas: 80+80</li> <li>▶ Potencia de la bombilla (w): 1</li> </ul>                                                |   |
| <b>SK-LLD7050A</b> | <p><b>Lámpara de funcionamiento LED</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diámetro del cabezal de luz (mm): 700/500</li> <li>▶ Iluminación a 1 m (lux): 180000/160000</li> <li>▶ Rango de control de brillo: 0-100% de ajuste continuo</li> <li>▶ Temperatura de color (Kelvin): 3000-6700</li> <li>▶ Índice de reproducción cromática (CRI): ≥95</li> <li>▶ Aumento de temperatura (cabeza de cirujano) (°C): ≤1</li> <li>▶ Aumento de temperatura (campo quirúrgico) (°C): ≤1</li> <li>▶ Total Irradiance E(W/m2): ≤600+500</li> <li>▶ Tamaño del punto de iluminación (cm): 16-28</li> <li>▶ Profundidad de iluminación L1 + L2 (cm): ≥130</li> <li>▶ Tipo de bombilla: LED</li> <li>▶ Marca de la bombilla: OSRAM</li> <li>▶ Cantidad de bombillas: 80+48</li> <li>▶ Potencia de la bombilla:1</li> <li>▶ Vida media de la bombilla (horas):≥80000</li> </ul> |  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SK-LLD70A</b> | <p><b>Lámpara de funcionamiento LED</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diámetro del cabezal de luz (mm): 700</li> <li>▶ Iluminación a 1 m (lux): 180000</li> <li>▶ Rango de control de brillo: 0-100% de ajuste continuo</li> <li>▶ Temperatura de color (Kelvin): 3700-5000</li> <li>▶ Índice de reproducción cromática (CRI): <math>\geq 95</math></li> <li>▶ Aumento de temperatura (cabeza de cirujano) (<math>^{\circ}\text{C}</math>): <math>\leq 1</math></li> <li>▶ Aumento de temperatura (campo quirúrgico) (<math>^{\circ}\text{C}</math>): <math>\leq 1</math></li> <li>▶ Total Irradiance E(W/m<sup>2</sup>): <math>\leq 600</math></li> <li>▶ Tamaño del punto de iluminación (cm): 16-28</li> <li>▶ Profundidad de iluminación L1 + L2 (cm): <math>\geq 130</math></li> <li>▶ Tipo de bombilla: LED</li> <li>▶ Marca de la bombilla: OSRAM</li> <li>▶ Cantidad de bombillas: 80</li> <li>▶ Potencia de la bombilla: 1</li> </ul>                                                                       |    |
| <b>SK-LLD50A</b> | <p><b>Lámpara de funcionamiento LED</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diámetro del cabezal de luz (mm): 500</li> <li>▶ Iluminación a 1 m (lux): 160000</li> <li>▶ Rango de control de brillo: 0-100% de ajuste continuo</li> <li>▶ Temperatura de color (Kelvin): 3700-5000</li> <li>▶ Índice de reproducción cromática (CRI): <math>\geq 95</math></li> <li>▶ Aumento de temperatura (cabeza de cirujano) (<math>^{\circ}\text{C}</math>): <math>\leq 1</math></li> <li>▶ Aumento de temperatura (campo quirúrgico) (<math>^{\circ}\text{C}</math>): <math>\leq 1</math></li> <li>▶ Total Irradiance E(W/m<sup>2</sup>): <math>\leq 500</math></li> <li>▶ Tamaño del punto de iluminación (cm): 16-28</li> <li>▶ Profundidad de iluminación L1 + L2 (cm): <math>\geq 130</math></li> <li>▶ Tipo de bombilla: LED</li> <li>▶ Marca de la bombilla: OSRAM</li> <li>▶ Cantidad de bombillas: 48</li> <li>▶ Potencia de la bombilla (w): 1</li> </ul>                                                                   |   |
| <b>SK-LLY70A</b> | <p><b>Lámpara de funcionamiento LED</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diámetro del cabezal de luz (mm): 700</li> <li>▶ Iluminación a 1 m (lux): 100000</li> <li>▶ Rango de control de brillo: 0-100% de ajuste continuo</li> <li>▶ Temperatura de color (Kelvin): 3700-5000</li> <li>▶ Índice de reproducción cromática (CRI): <math>\geq 95</math></li> <li>▶ Aumento de temperatura (cabeza de cirujano) (<math>^{\circ}\text{C}</math>): <math>\leq 1</math></li> <li>▶ Aumento de temperatura (campo quirúrgico) (<math>^{\circ}\text{C}</math>): <math>\leq 1</math></li> <li>▶ Total Irradiance E(W/m<sup>2</sup>): <math>\leq 600</math></li> <li>▶ Tamaño del punto de iluminación (cm): 16-28</li> <li>▶ Profundidad de iluminación L1 + L2 (cm): <math>\geq 130</math></li> <li>▶ Tipo de bombilla: LED</li> <li>▶ Marca de la bombilla: OSRAM</li> <li>▶ Cantidad de bombillas: 80</li> <li>▶ Potencia de la bombilla: 1</li> <li>▶ Vida media de la bombilla (horas): <math>\geq 80000</math></li> </ul> |  |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SK-LLY50A</b>   | <p><b>Lámpara de funcionamiento LED</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diámetro del cabezal de luz (mm): 500</li> <li>▶ Iluminación a 1 m (lux): 100000</li> <li>▶ Rango de control de brillo: ajuste continuo</li> <li>▶ Temperatura de color (Kelvin): 3700-5000</li> <li>▶ Índice de reproducción cromática (CRI): <math>\geq 95</math></li> <li>▶ Aumento de temperatura (cabeza de cirujano) (<math>^{\circ}\text{C}</math>): <math>\leq 1</math></li> <li>▶ Aumento de temperatura (campo quirúrgico) (<math>^{\circ}\text{C}</math>): <math>\leq 1</math></li> <li>▶ Total Irradiance E(W/m<sup>2</sup>): <math>\leq 500</math></li> <li>▶ Tamaño del punto de iluminación (cm): 16-28</li> <li>▶ Profundidad de iluminación L1 + L2 (cm): <math>\geq 130</math></li> <li>▶ Tipo de bombilla: LED</li> <li>▶ Marca de la bombilla: OSRAM</li> <li>▶ Cantidad de bombillas: 48</li> <li>▶ Potencia de la bombilla: 1</li> <li>Vida media de la bombilla (horas): <math>\geq 80000</math></li> </ul>                                                                                                                                  |   |
| <b>SK-LLD0505A</b> | <p><b>Lámpara de funcionamiento LED</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diámetro del cabezal de luz (mm): 650/650</li> <li>▶ Iluminación a 1 m (lux): 180000/160000</li> <li>▶ Rango de control de brillo: 0-100% ajuste continuo</li> <li>▶ Temperatura de color (Kelvin): 4000-6000</li> <li>▶ Índice de reproducción cromática (CRI): 85-95</li> <li>▶ Aumento de temperatura (cabeza de cirujano) (<math>^{\circ}\text{C}</math>): <math>\leq 1</math></li> <li>▶ Aumento de temperatura (campo quirúrgico) (<math>^{\circ}\text{C}</math>): <math>\leq 1</math></li> <li>▶ Total Irradiance Ee(W/m<sup>2</sup>): <math>\leq 573+419</math></li> <li>▶ Potencia radiante Ee/Ec (mW/m<sup>2</sup> lux): <math>\leq 4</math></li> <li>▶ Profundidad de enfoque efectiva (cm): 60-130</li> <li>▶ Tamaño del punto de iluminación (cm): 16-28</li> <li>▶ Profundidad de iluminación L1 + L2 (cm): <math>\geq 130</math></li> <li>▶ Tipo de bombilla: LED</li> <li>▶ Marca de bombilla: OSRAM</li> <li>▶ Cantidad de bombillas: 71</li> <li>▶ Potencia de la bombilla (w): 71</li> <li>▶ Vida media de la bombilla (horas): 80000</li> </ul> |   |
| <b>SK-LLD05C</b>   | <p><b>Lámpara de funcionamiento LED</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diámetro del cabezal de luz (mm): 650</li> <li>▶ Iluminación a 1 m (lux): 40000-180000</li> <li>▶ Rango de control de brillo: 0-100% ajuste continuo</li> <li>▶ Temperatura de color (Kelvin): 4000-6000</li> <li>▶ Índice de reproducción cromática (CRI): 85-95</li> <li>▶ Aumento de temperatura (cabeza de cirujano) (<math>^{\circ}\text{C}</math>): <math>\leq 1</math></li> <li>▶ Aumento de temperatura (campo quirúrgico) (<math>^{\circ}\text{C}</math>): <math>\leq 1</math></li> <li>▶ Total Irradiance Ee(W/m<sup>2</sup>): <math>\leq 573</math></li> <li>▶ Potencia radiante Ee/Ec (mW/m<sup>2</sup> lux): <math>\leq 4</math></li> <li>▶ Profundidad de enfoque efectiva (cm): 60-130</li> <li>▶ Tamaño del punto de iluminación (cm): 16-28</li> <li>▶ Profundidad de iluminación L1 + L2 (cm): <math>\geq 130</math></li> <li>▶ Tipo de bombilla: LED</li> <li>▶ Marca de bombilla: OSRAM</li> <li>▶ Cantidad de bombillas: 71</li> <li>▶ Potencia de la bombilla (w): 71</li> <li>▶ Vida media de la bombilla (horas): 80000</li> </ul>          |  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SK-LLY05C</b> | <p><b>Lámpara de funcionamiento LED</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diámetro del cabezal de luz (mm): 650</li> <li>▶ Iluminación a 1 m (lux): 40000-180000</li> <li>▶ Rango de control de brillo: 0-100% ajuste continuo</li> <li>▶ Temperatura de color (Kelvin): 4000-6000</li> <li>▶ Índice de reproducción cromática (CRI): 85-95</li> <li>▶ Aumento de temperatura (cabeza de cirujano) (°C): ≤1</li> <li>▶ Aumento de temperatura (campo quirúrgico) (°C): ≤1</li> <li>▶ Total Irradiance Ee(W/m2): ≤573</li> <li>▶ Potencia radiante Ee/Ec (mW/m2 lux): ≤4</li> <li>▶ Profundidad de enfoque efectiva (cm): 60-130</li> <li>▶ Tamaño del punto de iluminación (cm): 16-28</li> <li>▶ Profundidad de iluminación L1 + L2 (cm): ≥130</li> <li>▶ Tipo de bombilla: LED</li> <li>▶ Marca de bombilla: OSRAM</li> <li>▶ Cantidad de bombillas: 71</li> <li>▶ Potencia de la bombilla (w): 71</li> <li>▶ Vida media de la bombilla (horas): 80000</li> </ul>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>SK-L009</b>   | <p><b>Luz de examen médico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Voltaje: AC90-240V 50Hz-60Hz</li> <li>▶ Potencia de la bombilla: LED 3Wx3</li> <li>▶ Temperatura de color: 4000-5000K</li> <li>▶ Vida útil de la bombilla: ≥50000h</li> <li>▶ Iluminación: 8000Lux (400mm)</li> <li>▶ N.V.: 1,5 KG</li> <li>▶ Dimensión del paquete (con abrazadera): 600x120x260mm</li> <li>▶ Dimensiones del paquete (con soporte de suelo): 845x215x155mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   <p>Vídeo del producto</p>                                                                                                                                                                                 |
| <b>SK-L309</b>   | <p><b>Lámpara quirúrgica de pared</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Voltaje AC90 ~ 240V 50Hz ~ 60Hz</li> <li>▶ Bombilla LED de alimentación 3Wx36</li> <li>▶ Temperatura de color: 4000 ~ 5000K</li> <li>▶ Vida útil de la bombilla ≥ 50000h</li> <li>▶ Distancia de trabajo: 1000 mm</li> <li>▶ Iluminación central ≥65000Lux</li> <li>▶ CRI 85≤Ra≤100</li> <li>▶ Diámetro mínimo del punto ≤125 mm</li> <li>▶ Profundidad de iluminación ≥200mm</li> <li>▶ Aumento de temperatura ≤2°C</li> <li>▶ Diámetro del portalámparas: 500 mm</li> <li>▶ Radio de rotación máximo 1800 mm</li> <li>▶ Altura de instalación (recomendada) 2500 mm</li> <li>▶ Requisitos de la pared: estructura de hormigón, estructura de ladrillo, cuerpo de ladrillo de 240 mm, estructura de placa de acero</li> <li>▶ Peso neto 28KG</li> <li>▶ Tamaño del embalaje: 1060 * 600 * 390 mm</li> <li>▶ Material de embalaje, caja de madera</li> </ul> <p><b>Opcional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tipo de montaje en pared y tipo de techo</li> </ul> |   <ul style="list-style-type: none"> <li>Hands of light pot<br/>Focusing adjustment</li> <li>Power switch<br/>Brightness adjustment</li> <li>Wheel brakes</li> <li>Power switch<br/>Power socket</li> </ul> |